

Silk'n Infinity

Die neueste Technologie für dauerhafte Haarentfernung



Silk'n präsentiert eine neue Technik für Haarentfernung. Eine Technik, die in vielerlei Hinsicht revolutionär ist und durch die traditionellen Methoden der Haarentfernung wie Rasieren, Zupfen und Wachsen überholt sind. Mit Stolz stellen wir die Silk'n Infinity eHPL™-Technologie vor, die mittels Lichtimpulsen unerwünschten Haarwuchs ohne Stoppeln, eingewachsene Haare, Rötungen oder andere Reizungen dauerhaft entfernt. Sie ist zudem die revolutionärste Methode der Haarentfernung zu Hause und wird bereits als Maßstab betrachtet. Unendliche glatte Haut, ohne Schmerzen oder Reizung, ist endlich zum Greifen nah!

Silk'n Infinity - die Vorteile:

- Dauerhafte Haarentfernung mit der neuesten Technologie
- eHPL™-Technologie: die modernste Haarentfernungs-Technologie für den Einsatz zu Hause
- Geeignet für alle Hautfarben und fast alle Haarfarben, auch die dunkelsten Hauttöne
- Hohe Geschwindigkeit auf 5 Energieniveaus: entfernt Haare bis zu zweimal so schnell
- Geeignet für Körper und Gesicht: schmerzfrei und ohne Reizung
- Reicht für 400.000 Lichtimpulse

- Bis zu 92 % Reduzierung des Haarwachstums nach Abschluss der Sitzungen in der vorgeschriebenen Weise
- „Pulsing“- und „Gliding“-Methode
- Behandlungsbereich: 3 cm²
- Keine Nachfüllpatronen erforderlich
- Mit kostenloser App für die Behandlungsplanung
- Mit Bluetooth-Schnittstelle, um die verbleibende Anzahl von Lichtimpulsen zu sehen
- Mit Bluetooth kann das Gerät auch gesperrt werden, damit es nicht von Kindern benutzt werden kann
- Mit elegantem Aufbewahrungsetui

eHPL™-Technologie: ungekannte Vorzüge

eHPL™ ist die neueste Technologie in der Haarentfernung und wird Ihnen erstmals von Silk'n Infinity angeboten. Sie ist eine Ergänzung zu der zuvor eingeführten und weltweit renommierten HPL™-Technologie von Silk'n und besitzt eine Reihe von wesentlichen Vorteilen.

Sie arbeitet mit einer Kombination von galvanischer und optischer Energie. Dieses Zusammenspiel ermöglicht eine noch effizientere Haarentfernung, da es die Hautporen öffnet und die Lichtimpulse dadurch die Haarfollikel optimal erreichen können. Außerdem können erstmals alle Haar- und Hautfarben, auch die dunkelsten Hauttöne, behandelt werden. Weiterhin ermöglicht es Silk'n Infinity, Haare blitzschnell zu entfernen, ohne Schmerzen, Stoppeln, Reizung oder eingewachsene Haare. Eine Ganzkörperbehandlung kann in weniger als 20 Minuten durchgeführt werden!

Lesen Sie mehr darüber, wie die eHPL™-Technologie funktioniert.

Einzigartig: Für fast alle Hautfarben und alle Haarfarben geeignet, auch die dunkelsten Hauttöne

Bisher war es nicht möglich, blonde, graue und rote Haare mit einem Heim-Gerät dauerhaft zu entfernen. Außerdem gab es keine dauerhafte Lösung für Menschen mit dunkler Hautfarbe zur Anwendung zu Hause. Forscher in den Labors von Silk'n haben sich der Herausforderung gestellt und eine Möglichkeit entwickelt, die Haarentfernung mit gepulstem Licht einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Das war die Geburtsstunde von Silk'n Infinity...

Silk'n Infinity ist das erste Gerät von Silk'n, das für alle Hautfarben und fast alle Haarfarben geeignet ist. Von nun an ist es möglich, auch blonde, graue und rote Haare effektiv mit Infinity zu entfernen, sofern die Hautfarbe hell genug ist. Dunklere Hauttöne mit dunklen Haarfarben sind ebenfalls für die Behandlung geeignet, auch die dunkelsten Hauttöne. Sehen Sie im Hautfarbendiagramm unten nach, ob Ihre Haar- und Hautfarbe für die Behandlung geeignet ist. Mehr über geeignete Haar- und Hautfarben finden Sie im FAQ-Bereich.

Schmerzfrei und ohne Reizung

Traditionelle Methoden zur Haarentfernung wie Rasieren, Waxen oder Zupfen sind schmerzhaft und können zu Hautreizungen führen. Oft hat man dann mit Stoppeln, schmerzhafter Rötung und eingewachsenen Haaren zu tun. Die Haare kommen auch schnell wieder. Silk'n Infinity basiert auf Lichtimpulsen und setzt an den Haarfollikeln an, um das Haarwachstum nach jeder Behandlung zu

reduzieren. Es ist vollkommen schmerzfrei und verursacht keine Reizungen, und Sie haben danach eine schöne und unendlich glatte Haut!

Dank der hohen Wiederholfrequenz von Lichtimpulsen arbeitet Silk'n Infinity bis zu doppelt so schnell wie andere Haarentfernungsgeräte von Silk'n. Damit ist es eines der schnellsten Haarentfernungsprodukte von Silk'n! Dank der superschnellen Lichtimpulse sind Behandlungen in kürzester Zeit abgeschlossen. Das Gerät sendet Lichtimpulse kontinuierlich mit Intervallen von 1 bis 2 Sekunden aus. Das bedeutet, dass Sie das Gerät leicht über die Haut gleiten lassen können, ohne immer auf einen Lichtimpuls warten zu müssen. Außerdem ist die Behandlungsfläche von 3 cm² ideal, um kleinere Bereiche erreichen zu können, auch im Gesicht und in der Bikinizone.

Geeignet für Körper- und Gesichtsbehaarung

Haben Sie unerwünschte Körper- und Gesichtsbehaarung? Mit Silk'n Infinity kein Problem! Das Gerät eignet sich für beide Bereiche. Die Anzahl der Lichtimpulse ist ausreichend für vollständige und dauerhafte Ergebnisse in mehreren Bereichen. Silk'n Infinity ist außerdem für Männer und Frauen geeignet. Häufig behandelte Bereiche sind Beine, Achseln, Bikinizone, Brust und Oberlippe.

400.000 Lichtimpulse für unendlich glatte Haut

Silk'n Infinity kann 400.000 Lichtimpulse aussenden. Mit dieser enormen Anzahl von Impulsen können Sie unerwünschten Haarwuchs mühelos entfernen. Und weil das Infinity so viele Lichtimpulse aussenden kann, sind auch keine Nachfüllpatronen nötig, so dass Sie zusätzlich Geld sparen.

Sicher und wirksam: Haarreduktion um bis zu 92 % nach einer kompletten Behandlung

Wie bei anderen Silk'n Haarentfernungsprodukten wurde die Sicherheit und Wirksamkeit von Silk'n Infinity getestet und klinisch nachgewiesen. Diese Studien haben gezeigt, dass Infinity in einer typischen häuslichen Umgebung sicher angewandt werden kann. Auch Dermatologen empfehlen Infinity. Die Behandlungen sind leicht durchzuführen und liefern schnelle Ergebnisse. Mit Infinity ist es sogar möglich, nach einer vollständigen Behandlung wie im Benutzerhandbuch beschrieben bis zu 92 % der Haare zu entfernen. Und außerdem enthält Silk'n Infinity für zusätzliche Sicherheit einen einzigartigen Hautfarbe-Sensor. Es besitzt auch einen Sicherheitsmechanismus zum Schutz Ihrer Augen, wobei nur Licht-Impulse ausgesandt werden, wenn das Gerät die Haut berührt. Dadurch können keine Lichtimpulse in die Luft ausgesandt werden.

Lesen Sie hier mehr über den Hautfarben-Sensor.

Wählen Sie eine von 5 Leistungsstufen

Silk'n Infinity besitzt 5 Leistungsstufen, die Sie einzeln konfigurieren können. Einstellung 1 ist die niedrigste und Einstellung 5 ist die höchste. Wenn Sie Silk'n Infinity zum ersten Mal verwenden, empfehlen wir Leistungseinstellung 1. Wenn diese Einstellung für Sie angenehm ist, können Sie eine höhere wählen. Je höher die Leistungsstufe, desto effektiver ist die Behandlung.

Herkömmliche Methoden zur Haarentfernung wie Rasieren, Waxen und Zupfen können schmerzhaft sein und zu Hautreizungen führen. Eine dauerhafte Haarentfernung mit Silk'n Infinity ist schmerzfrei und verursacht keine Reizungen, auch nicht auf der höchsten Leistungsstufe!

Auch mit Bodylotion für strahlende Haut erhältlich

Silk'n Infinity ist mit und ohne Körperlotion erhältlich. Auf der Verpackung ist angegeben, ob dem Produkt eine feuchtigkeitsspendende Körperlotion beigegeben ist. Die Verwendung einer

feuchtigkeitsspendenden Körperlotion hat einen großen Vorteil: Silk'n Infinity öffnet die Poren, damit die Haarfollikel gut erreichbar sind. Wenn die Körperlotion nach der Haarentfernung aufgetragen wird, kann die Lotion leichter in die geöffneten Poren eindringen, was der Haut einen schönen Glanz verleiht. Eine perfekte Kombination von Haarentfernung und Hautpflege! Sie können auch Ihre eigene Körperlotion verwenden, um den gleichen Effekt zu erzielen.

Praktische App für Ihr Smartphone/Tablet

Klicken Sie auf die Buttons unten und entdecken Sie die einzigartige Silk'n Infinity-App. Mit dieser App können Sie Ihr eigenes Behandlungsprogramm erzeugen. Sie verfügt über einen Kalender, auf dem Sie Ihre Behandlungen sehen, und erinnert Sie an den nächsten Sitzungstermin. Ideal, praktisch, und nur bei Silk'n erhältlich!

Mit Bluetooth, um die verbleibende Anzahl von Lichtimpulsen zu sehen

Silk'n legt Wert auf Kunden-Feedback, um die Benutzerfreundlichkeit ihrer Produkte zu verbessern. Eine der Fragen, die uns oft gestellt wurden, ist, wie man die Anzahl von Lichtimpulsen pro Behandlung und auch die danach noch verbleibenden Impulse überprüfen kann. Bei Silk'n Infinity sehen Sie das jetzt ganz einfach! Infinity ist das erste Gerät mit intelligenter Bluetooth-Schnittstelle. Verbinden Sie das Gerät mit Bluetooth und öffnen Sie die Silk'n App. Die App beantwortet sofort diese und andere Fragen.

Ein weiterer großer Vorteil der Bluetooth-Schnittstelle ist, dass Sie Ihr Gerät sperren können, damit es nicht von Kindern benutzt werden kann.

WIE GEHT DAS?

Was ist die eHPL™-Technologie?

Galvanische Energie und optische Energie spielen in der eHPL™-Technologie zusammen. Diese Technologie ist Wissenschaftlern seit längerem bekannt, aber jetzt steht sie zum ersten Mal für die Verwendung zu Hause zur Verfügung. Damit ist die dauerhafte Haarentfernung zu Hause schnell, effektiv und sehr einfach durchzuführen.

Was ist dauerhafte Haarentfernung gemäß Silk'n?

Alle Silk'n-Geräte setzen HPL™- oder eHPL™-Technologie ein, um unerwünschten Haarwuchs zu entfernen. Silk'n Infinity mit eHPL™-Technologie wurde entwickelt, um eine langfristige oder dauerhafte Reduzierung des Haarwachstums zu ermöglichen. Dauerhafte Reduzierung des Haarwachstums ist definiert als langfristige stabile Verringerung der Anzahl der Haare, die nach einer Behandlungsserie wieder zu wachsen beginnen.

Wie die eHPL™-Technologie funktioniert

eHPL™-Technologie: Was genau ist der Vorteil der Kombination von galvanischer Energie und optischer Energie? Und was ist der Unterschied zwischen HPL™- und eHPL™-Technologie? Erfahren Sie mehr darüber!

Galvanische Energie

Der Hauptvorteil galvanischer Energie ist, dass sie die Haare effizienter erreicht. Dies wird auf eine ganz besondere Art und Weise erreicht: Die Energie wird von einer Elektrodenplatte erzeugt, die sich

in der Nähe des Behandlungsbereichs auf der Rückseite des Geräts befindet. Wenn die Elektrode die Haut berührt, werden die Poren der Haut geöffnet, so dass die optische Energie die Haarfollikel erreichen kann. Weil Poren klein sind, ist dieser Vorgang nicht mit bloßem Auge sichtbar. Dann kommt die optische Energie zum Zug.

Optische Energie

Optische Energie, die in Form von HPL™-Lichtimpulsen vom Gerät ausgesandt wird, erwärmt die Haarfollikel. Dies zerstört den Haarfollikel, und nach jeder Behandlung wird die Zahl der Haare verringert. Das führt zu dauerhaften Ergebnissen. Nach der Behandlung schließen sich die Poren von selbst wieder.

eHPL™: die Kombination beider Energien

eHPL™-Technologie, die in einer Kombination der beiden Energien besteht, wird mit Silk'n Infinity erstmals für den Einsatz zu Hause verfügbar. Die beiden Energien werden gleichzeitig ausgesandt, um unerwünschte Gesichts- und Körperbehaarung dauerhaft zu entfernen.